

TIAM 45

Тіамуліну гідроген фумарат 45%

Порошок для приготування перорального розчину



ВЛУЧНО ПРОТИ КЛЮЧОВИХ
ЕНТЕРАЛЬНИХ І РЕСПІРАТОРНИХ
ІНФЕКЦІЙ СВИНЕЙ

TIAM 45

ЦІЛЬОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ НА ОСНОВІ ЧУТЛИВОСТІ ЗБУДНИКА ДО ТІАМУЛІНУ

КИШКОВІ ІНФЕКЦІЇ

*Brachyspira hyodysenteriae, Brachyspira pilosicoli,
Lawsonia intracellularis*

ЕНЗООТИЧНА ПНЕВМОНІЯ

Mycoplasma hyopneumoniae
у т. ч. ускладнена *Pasteurella multocida*

ПЛЕВРОПНЕВМОНІЯ

Actinobacillus pleuropneumoniae

3
КЛІНІЧНІ
ЗАВДАННЯ

1
РІШЕННЯ



Лікування



Метафілактика

Перорально
з водою



Макс. концентрація
у крові — через 2 год



Терапевтичний
рівень — 18-24 год

ВІД ДІАГНОЗУ ДО РОБОЧОГО РОЗЧИНУ

Швидкий розрахунок TIAM 45 для свиней

Показання	Тіамулін, мг/кг м.т./добу	TIAM 45/ 100 л*	TIAM 45 / 1000 л*	Курс
Дизентерія	8,8	13,3 г	133 г	3–5 діб
Ензоотична пневмонія	20	40 г	400 г	5–10 діб
Плевропневмонія	20	40 г	400 г	5–7 діб

*Розчин TIAM 45 слід готувати щодня

Каренція на м'ясо — 4 доби

Виробник:



ТОВ «БІОТЕСТЛАБ»
тел.: +380 44 245 77 25
www.biotestlab.ua



Генеральний дистриб'ютор:



ТОВ «ТД БІОТЕСТЛАБ»
тел.: 0 800 213 235
www.biotestlab.shop