



БОВІМУН МАСТ

БІЛЬШЕ ЯКІСНОГО МОЛОКА

Streptococcus agalactiae

Streptococcus uberis

Staphylococcus aureus

Escherichia coli



ВАКЦИНА ПРОТИ МАСТИТУ КОРІВ, ІНАКТИВОВАНА

Інформація призначена для спеціалістів ветеринарної медицини.
Застосування здійснюється згідно з інструкцією. РП №BB-01001-02-21





БОВІМУН МАСТ

ВАКЦИНА ПРОТИ МАСТИТУ КОРІВ,
ПОЛІВАЛЕНТНА, ІНАКТИВОВАНА

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- **Бовімун Маст** зменшує захворюваність на клінічний і субклінічний мастити, спричинені ключовими бактеріальними збудниками
- **Бовімун Маст** знижує потребу в антибіотиках та інших засобах для лікування маститу й ендометриту
- **Бовімун Маст** мінімізує виробничі втрати в антибактеріальних препаратах

4 ШТАМИ У СКЛАДІ

- *Streptococcus agalactiae*,
штам St.ag-19 $\geq 8,0$ Ig КУО*;
- *Streptococcus uberis*,
штам St.ub-19 $\geq 8,0$ Ig КУО;
- *Staphylococcus aureus*,
штам Stap.au-19 $\geq 8,0$ Ig КУО;
- *Escherichia coli*,
штам UA J5 $\geq 9,0$ Ig КУО

*колонісуючих одиниць до інактивації



МЕНШЕ
ХВОРИХ
ТВАРИН



БІЛЬШЕ
ЯКІСНОГО
МОЛОКА



НИЖЧІ
ВИТРАТИ НА
ЛІКУВАННЯ

ІМУНОБІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

- Формування імунної відповіді — через 8-10 діб після дворазового введення
- Тривалий захист організму — до 6 місяців
- Передача захисних антитіл телятам через молозиво

ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗА

Внутрішньом'язово по 5,0 мл
в ділянку крупа

КАРЕНЦІЯ

0 діб

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Не встановлено

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

18 місяців

ПРОФІЛАКТИКА ЗАМІСТЬ ЛІКУВАННЯ

- **Бовімун Маст** — частина інтегрованої стратегії контролю маститу. Вакцинація доповнює належні менеджмент утримання, гігієну доїння та моніторинг здоров'я вимені.
- Застосування вакцини **Бовімун Маст** сприяє зниженню ризику розвитку клінічного та субклінічного маститів. Це дає змогу змістити фокус з лікування на профілактику захворювання.
- Контроль маститу позитивно впливає на якість і кількість молока, скорочує виробничі втрати та подовжує термін лактації корів.



КАЛЬКУЛЯТОР ВТРАТ
ЧЕРЕЗ МАСТИТ

Бовімун Маст працює
на стабільність
і рентабельність
молочного виробництва



Ефективний контроль
4-х ключових бактеріальних
збудників маститу¹

¹Поширені в Україні. Дані Центру Ветеринарної Діагностики, 2019-2023

Флакони: 2, 10, 20 доз

БОВІМУН МАСТ: АЛГОРИТМ ВПРОВАДЖЕННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕД ВАКЦИНАЦІЄЮ

• 10 індивідуальних проб молока:

5 корів із субклінічним маститом +
5 корів з клінічним маститом
→ бактеріологічне дослідження

• 5–10 індивідуальних проб крові

→ серологічне дослідження

<500 КОРІВ



• Загальна проба молока з танка-охолоджувача

→ ПЛР + бактеріологічне дослідження

• 5–10 індивідуальних проб крові


→ серологічне дослідження

500+ КОРІВ




СХЕМА ВАКЦИНАЦІЇ

1-е застосування:
килимовий метод (усі дорослі тварини)



В подальшому: групова вакцинація —
плановий метод (всі тільні тварини)



КОНТРОЛЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ВАКЦИНАЦІЇ

ЧЕРЕЗ 3, 6 МІСЯЦІВ



5–10 інд. проб від одних
і тих самих корів корів —
серологічне дослідження

КОЖНІ 3 МІСЯЦІ



Аудит виробничих
показників, менеджменту,
обладнання. Рекомендації

ЧЕРЕЗ 3 МІСЯЦІ Й НАДАЛІ



Експрес-тестування
на субклінічні та клінічні
мастити — 1 раз/місяць

КОРИГУВАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

ДОЇННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ

- Справна доїльна система: гума, пульсатори, вакуум
- Контроль повноти видоювання
- Рукавички + одна серветка на корову
- Дезінфекція сосків до і після доїння

УТРИМАННЯ ТА БІОБЕЗПЕКА

- Мікроклімат, суха підстилка, чистота вимені
- Регулярне видалення гною
- Групи для маститних корів + повний курс лікування
- Дезінфекція та дезінсекція приміщень

ПРОФЕСІЙНИЙ СУПРОВІД: технічні консультанти «ТД БІОТЕСТЛАБ» розробляють та адаптують програму впровадження вакцини **Бовімун Маст** під потреби конкретного господарства. Дослідження та контроль вакцинації — з виїздом у господарство



Виробник:



ТОВ «БІОТЕСТЛАБ»
тел.: +380 44 245 77 25
www.biotestlab.ua



Генеральний дистриб'ютор:



ТОВ «ТД БІОТЕСТЛАБ»
тел.: 0 800 213 235
www.biotestlab.shop